

全自动活检针 AT

Automatic Biopsy Needles

CT、超声引导下，经皮穿刺，获取软组织标本进行活检。



专利产品

活检针

同轴针

专利号：ZL202320749811.6

操作便捷

取样饱满

定位精准


稳定可靠

提高生命质量 维护生命尊严

品质立命 创新发展

Quality-oriented, innovative development





- 操作方便** 顶部、侧面双击发键，不同持握方式下击发更方便。
- 取样饱满** 超薄管壁搭配锋利外针管，取样更饱满。
- 定位精准** 厘米刻度标识搭配超声增强涂层，穿刺定位更精准。
- 稳定可靠** 多次稳定击发取样，无卡壳，更可靠。

注：配套同轴针，同轴穿刺定位，可减少多次取样并发症。

应用场景	推荐规格		
	针管外径		长度
	英制 (BWG)	公制 (mm)	
乳腺活检	14G	2.1	10、15 cm
肝、肾、胰腺活检	16G	1.6	15、20 cm
前列腺活检	18G	1.2	20、25 cm
肺活检	18G	1.2	15、20 cm
甲状腺、淋巴结活检	18G	1.2	10 cm

注：若产品在CT引导下使用或有特殊需求，可按要求提供适配的同轴针。

特殊规格可依情况定制。

网址: www.wecyl.com

地址: 武汉东湖新技术开发区佛祖岭一路11号

电话: 027-65522456

提高生命质量 维护生命尊严

品质立命 创新发展

Quality-oriented, innovative development

