

# 半自动活检针 MA


## Semi-Automatic Biopsy Needles

CT、超声引导下，经皮穿刺，获取软组织标本进行活检。



专利产品

活检针



同轴针

专利号：ZL202321117544.7

双档取样

取样饱满

定位精准


稳定可靠

提高生命质量 维护生命尊严

品质立命 创新发展

Quality-oriented, innovative development





- 双档取样** 10mm、20mm两种取样长度，搭配分步击发，取样更安全。
- 取样饱满** 超薄管壁搭配锋利外针管，取样更饱满。
- 定位精准** 厘米刻度标识搭配超声增强涂层，穿刺定位更精准。
- 稳定可靠** 多次稳定击发取样，无卡壳，更可靠。

注：配套同轴针，同轴穿刺定位，可减少多次取样并发症。

应用场景	推荐规格		
	针管外径		长度
	英制 (BWG)	公制 (mm)	
乳腺活检	14G	2.1	10、15 cm
肝、肾、胰腺活检	16G	1.6	15、20 cm
前列腺活检	18G	1.2	20、25 cm
肺活检	18G	1.2	15、20 cm
甲状腺、淋巴结活检	18G	1.2	10 cm

注：若产品在CT引导下使用或有特殊需求，可按要求提供适配的同轴针。

特殊规格可依情况定制。

网址: [www.wecyl.com](http://www.wecyl.com)

地址: 武汉东湖新技术开发区佛祖岭一路11号

电话: 027-65522456

提高生命质量 维护生命尊严

品质立命 创新发展

Quality-oriented, innovative development

